



## PROFILSOHLE



## SEMELLE EXTÉRIEURE

- Aus PU gefertigt / semelle en PU
- Einheitsgrösse (Gr. 35-50) / une pointure (Pt. 35-50)
- Gesamtdicke inkl. Profil 6mm / épaisseur totale 6mm
- Profiltiefe 2mm / épaisseur du profil 2mm
- Erhältlich in schwarz / disponible en noir



Artikelnummer Numéro d'article	Bezeichnung Produit	Einheit Unité
FC.8554-000	Laufsohle PU 6mm schwarz Semelle extérieur PU 6mm noir	Paar Pair