

DAW-Schutzhüllen

Die DAW Schutzhüllen bewähren sich seit über 35 Jahren. Sie bestehen aus hochelastischem, feinmaschigem Nylon und sind maschinenfest.

Auswahl der Form ->

Umfang am oberen Prothesenrand

Form A 410 mm bis 500 mm


Form B 510 mm bis 600 mm

Form C 610 mm bis 700 mm

Form D 330 mm bis 400 mm

Form E 260 mm bis 320 mm

Die Länge ist jeweils von Stumpfende bis zum oberen Prothesenrand zu messen. Die Länge versteht sich jeweils ohne Saum von ca. 100 mm.



DAW-Schutzhüllen

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit	Lagerartikel
222.2000.010.020	A	200 mm	STK	•
222.2000.010.025	A	250 mm	STK	•
222.2000.010.030	A	300 mm	STK	•
222.2000.010.035	A	350 mm	STK	•
222.2000.010.040	A	400 mm	STK	•
222.2000.010.045	A	450 mm	STK	•
222.2000.010.050	A	500 mm	STK	•
222.2000.010.055	A	550 mm	STK	•
222.2000.010.060	A	600 mm	STK	•
222.2000.010.065	A	650 mm	STK	•
222.2000.010.070	A	700 mm	STK	•
222.2000.010.075	A	750 mm	STK	•
222.2000.010.080	A	800 mm	STK	•
222.2000.020.020	B	200 mm	STK	•
222.2000.020.025	B	250 mm	STK	•
222.2000.020.030	B	300 mm	STK	•
222.2000.020.035	B	350 mm	STK	•
222.2000.020.040	B	400 mm	STK	•
222.2000.020.045	B	450 mm	STK	•
222.2000.020.050	B	500 mm	STK	•
222.2000.020.055	B	550 mm	STK	•
222.2000.020.060	B	600 mm	STK	•
222.2000.020.065	B	650 mm	STK	•
222.2000.020.070	B	700 mm	STK	•
222.2000.020.075	B	750 mm	STK	•
222.2000.020.080	B	800 mm	STK	•



DAW Schutzhüllen Form A



DAW Schutzhüllen Form B

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit	Lagerartikel
222.2000.030.020	C	200 mm	STK	•
222.2000.030.025	C	250 mm	STK	•
222.2000.030.030	C	300 mm	STK	•
222.2000.030.035	C	350 mm	STK	•
222.2000.030.040	C	400 mm	STK	•
222.2000.030.045	C	450 mm	STK	•
222.2000.030.050	C	500 mm	STK	•
222.2000.030.055	C	550 mm	STK	•
222.2000.030.060	C	600 mm	STK	•
222.2000.030.065	C	650 mm	STK	•
222.2000.030.070	C	700 mm	STK	•
222.2000.030.075	C	750 mm	STK	•
222.2000.040.015	D	150 mm	STK	•
222.2000.040.020	D	200 mm	STK	•
222.2000.040.025	D	250 mm	STK	•
222.2000.040.030	D	300 mm	STK	•
222.2000.040.035	D	350 mm	STK	•
222.2000.040.040	D	400 mm	STK	•
222.2000.040.045	D	450 mm	STK	•
222.2000.040.050	D	500 mm	STK	•
222.2000.040.055	D	550 mm	STK	•
222.2000.040.060	D	600 mm	STK	•
222.2000.040.065	D	650 mm	STK	•
222.2000.040.070	D	700 mm	STK	•
222.2000.050.015	E	150 mm	STK	•
222.2000.050.020	E	200 mm	STK	•
222.2000.050.025	E	250 mm	STK	•
222.2000.050.030	E	300 mm	STK	•
222.2000.050.035	E	350 mm	STK	•
222.2000.050.040	E	400 mm	STK	•
222.2000.050.045	E	450 mm	STK	•
222.2000.050.050	E	500 mm	STK	•
222.2000.050.055	E	550 mm	STK	•



DAW Schutzhüllen Form C



DAW Schutzhüllen Form D



DAW Schutzhüllen Form E

Stand: 06. 2019 / Änderungen vorbehalten

FREY
ORTHOPÄDIE-BEDARF

Frey Orthopädie-Bedarf AG | Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen | Schweiz
T +41 62 887 45 00 | F +41 62 887 45 01 | info@freyortho.ch | www.freyortho.ch