



DAW-Schutzhüllen

Die DAW-Schutzhüllen bewähren sich seit über 35 Jahren. Sie bestehen aus hochelastischem, feinmaschigem Nylon und sind maschinenfest.



Auswahl der Form -> Umfang am oberen Prothesenrand:

Form A	41cm bis 50cm
Form B	51cm bis 60cm
Form C	61cm bis 70cm
Form D	33cm bis 40cm
Form E	26cm bis 32cm



Die Länge ist jeweils von Stumpfende bis zum oberen Prothesenrand zu messen. Die Länge versteht sich jeweils ohne Saum von ca. 10cm.



Bild: 30cm Länge

Form A

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit
21 31 20	A	20cm	Stück
21 31 25	A	25cm	Stück
21 31 30	A	30cm	Stück
21 31 35	A	35cm	Stück
21 31 40	A	40cm	Stück
21 31 45	A	45cm	Stück
21 31 50	A	50cm	Stück
21 31 55	A	55cm	Stück
21 31 60	A	60cm	Stück
21 31 65	A	65cm	Stück
21 31 70	A	70cm	Stück
21 31 75	A	75cm	Stück
21 31 80	A	80cm	Stück



Bild: 30cm Länge

Form B

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit
21 32 20	B	20cm	Stück
21 32 25	B	25cm	Stück
21 32 30	B	30cm	Stück
21 32 35	B	35cm	Stück
21 32 40	B	40cm	Stück
21 32 45	B	45cm	Stück
21 32 50	B	50cm	Stück
21 32 55	B	55cm	Stück
21 32 60	B	60cm	Stück
21 32 65	B	65cm	Stück
21 32 70	B	70cm	Stück
21 32 75	B	75cm	Stück
21 32 80	B	80cm	Stück



Bild: 30cm Länge

Form C

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit
21 33 20	C	20cm	Stück
21 33 25	C	25cm	Stück
21 33 30	C	30cm	Stück
21 33 35	C	35cm	Stück
21 33 40	C	40cm	Stück
21 33 45	C	45cm	Stück
21 33 50	C	50cm	Stück
21 33 55	C	55cm	Stück
21 33 60	C	60cm	Stück
21 33 65	C	65cm	Stück
21 33 70	C	70cm	Stück
21 33 75	C	75cm	Stück



Bild: 30cm Länge

Form D

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit
21 34 20	B	20cm	Stück
21 34 25	B	25cm	Stück
21 34 30	B	30cm	Stück
21 34 35	B	35cm	Stück
21 34 40	B	40cm	Stück
21 34 45	B	45cm	Stück
21 34 50	B	50cm	Stück
21 34 55	B	55cm	Stück
21 34 60	B	60cm	Stück
21 34 65	B	65cm	Stück
21 34 70	B	70cm	Stück



Bild: 30cm Länge

Form E

Artikelnummer	Form	Länge	Einheit
21 35 20	C	20cm	Stück
21 35 25	C	25cm	Stück
21 35 30	C	30cm	Stück
21 35 35	C	35cm	Stück
21 35 40	C	40cm	Stück
21 35 45	C	45cm	Stück
21 35 50	C	50cm	Stück
21 35 55	C	55cm	Stück