



Ypsilon™ Carbon Peronäus Orthese

Merkmale:

- Freie Ferse
- Keine Gewichtsbeschränkung
- Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern
- Farbe: schwarz

Funktion:

- Fusshebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoss

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 35—38
Medium	Schuhgrößen 38—42
Large	Schuhgrößen 42—45

Artikelnummer	Grösse	Länge der Fussplatte	Höhe der Orthese	Links	Rechts	Einheit
30 67 13	Small	225mm	330mm	X		Stück
30 67 15	Medium	245mm	340mm	X		Stück
30 67 17	Large	270mm	350mm	X		Stück
30 67 23	Small	225mm	330mm		X	Stück
30 67 25	Medium	245mm	340mm		X	Stück
30 67 27	Large	270mm	350mm		X	Stück



ToeOff® Carbon Peronäus Orthese

Merkmale:

- Freie Ferse
- Gewicht der Orthese: 90—120 g
- Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern
- keine Gewichtsbeschränkung
- Farbe: schwarz

Funktion:

- Fusshebung in der Schwungphase
- Kniesicherung in der Standphase
- Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoss

Grössenbestimmung:

X-Small	Schuhgrössen 29—35
Small	Schuhgrössen 35—38
Medium	Schuhgrössen 38—42
Large	Schuhgrössen 42—45

Artikelnummer	Grösse	Länge der	Höhe der	Links	Rechts	Einheit
30 65 11	X-Small	210mm	360mm	X		Stück
30 65 13	Small	230mm	380mm	X		Stück
30 65 15	Medium	245mm	405mm	X		Stück
30 65 17	Large	270mm	430mm	X		Stück
30 65 21	X-Small	210mm	360mm		X	Stück
30 65 23	Small	230mm	380mm		X	Stück
30 65 25	Medium	245mm	405mm		X	Stück
30 65 27	Large	270mm	430mm		X	Stück



Ersatzpolstererset für ToeOff® (beidseitig verwendbar)

Artikelnummer	Grösse	Einheit
30 65 01	Small	Set
30 65 02	Medium	Set
30 65 03	Large	Set



Kiddie Gait™ / ToeOff® Carbon Peronäus Orthese für Kinder

Merkmale:

- Freie Ferse
- keine Gewichtsbeschränkung
- Gemisch aus Kohlen-, Glas- und Kevlarfasern
- Farbe: schwarz

Funktion:

- Fusshebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Kniesicherung in der Standphase
- Dynamischer Zehenabstoß
- Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks

Artikelnummer	Grösse	Länge der	Höhe der	Links	Rechts	Einheit
30 65 06	Medium	180mm	257mm	X		Stück
30 65 08	Large	200mm	295mm	X		Stück
30 65 07	Medium	180mm	257mm		X	Stück
30 65 09	Large	200mm	295mm		X	Stück



Blue Rocker™

Merkmale:

- Gewicht der Orthese: 90—120g
- Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern
- Höhere Festigkeit als bei der ToeOff
- keine Gewichtsbeschränkung
- Farbe: blau/schwarz
- Freie Ferse

Funktion:

- Fusshebung in der Schwungphase
- Dynamischer Zehenabstoss
- Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- Begrenzung der Plantarflexion
- Kniesicherung in der Standphase

Größenbestimmung:

- Medium Schuhgrößen 35—42
Large Schuhgrößen 42—45

Artikelnummer	Grösse	Länge der	Höhe der	Links	Rechts	Einheit
30 65 29	Medium	245mm	405mm	X		Stück
30 65 31	Large	270mm	430mm	X		Stück
30 65 30	Medium	245mm	405mm		X	Stück
30 65 32	Large	270mm	430mm		X	Stück



PeroMax Carbon Unterschenkelorthese

Merkmale:

- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Für Patienten mit maximalem Körpergewicht von 120 Kg
- Einfaches Öffnen und Schliessen des Wadenbandes mittels Einhandführung
- Flexibles Abrollverhalten im Fersen- und Vorfussbereich
- Flexible und thermoplastisch anformbare Fusssohle

Funktion:

- Dynamische Rückstellung des Fusses
- Einschränkung der Plantarflexion
- Hohe Energierückgabe durch das Karbon Pre-preg Material

Grössenbestimmung:

Small	Schuhgrössen 36—39
Medium	Schuhgrössen 39—42
Large	Schuhgrössen 42—45
X-Large	Schuhgrössen 45—48

Artikelnummer	Grösse	Höhe der Orthese	Links	Rechts	Einheit
31 97 11	Small	380mm	X		Stück
31 97 12	Medium	390mm	X		Stück
31 97 13	Large	400mm	X		Stück
31 97 14	X-Large	410mm	X		Stück
31 97 01	Small	380mm		X	Stück
31 97 02	Medium	390mm		X	Stück
31 97 03	Large	400mm		X	Stück
31 97 04	X-Large	410mm		X	Stück



Dynamic Walk, die dynamische Fussheberorthese

Merkmale:

- Offene Ferse für eine natürliche Bewegung des Sprunggelenks
- keine Gewichtsbeschränkung
- hohe Beweglichkeit
- Thermoverformbarer Carbonverbundwerkstoff Comfil^{MD} mit PEEK Stäben
- Farbe: schwarz/hellbraun

Funktion:

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Kontrolle der Inversion / Eversion
- Ausgezeichnete Stabilität im mediolateralen Bereich

Gewicht der Orthese:

Small	106g
Medium	123g
Large	142g

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 36—38
Medium	Schuhgrößen 39—41
Large	Schuhgrößen 42—46

Artikel-nummer	Grösse	Länge der Fussplatte	Höhe der Orthese	Fersenbreite	Wadendurchmesser	Links	Rechts	Einheit
86 00 10	Small	230mm	320mm	73mm	82mm	X		Stück
86 00 30	Medium	250mm	340mm	81mm	100mm	X		Stück
86 00 50	Large	270mm	370mm	89mm	120mm	X		Stück
86 00 20	Small	230mm	320mm	73mm	82mm		X	Stück
86 00 40	Medium	250mm	340mm	81mm	100mm		X	Stück
86 00 60	Large	270mm	370mm	89mm	120mm		X	Stück

Ersatzpolster set für Dynamic Walk (beidseitig verwendbar)



Artikelnummer	Grösse	Einheit
86 10 10	Small	Set
86 10 20	Medium	Set
86 10 30	Large	Set



Dynamic Walk Standard (schmalere Ferse)

Merkmale:

- Offene Ferse für eine natürliche Bewegung des Sprunggelenks
- keine Gewichtsbeschränkung
- hohe Beweglichkeit
- Thermoverformbarer Carbonverbundwerkstoff Comfil^{MD} mit PEEK Stäben
- Farbe: schwarz/hellbraun

Funktion:

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Kontrolle der Inversion / Eversion
- Ausgezeichnete Stabilität im mediolateralen Bereich

Gewicht der Orthese:

Small	106g
Medium	123g
Large	142g

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 36—38
Medium	Schuhgrößen 39—41
Large	Schuhgrößen 42—46

Artikel-nummer	Grösse	Länge der Fussplatte	Höhe der Orthese	Fersenbreite	Wadendurchmesser	Links	Rechts	Einheit
86 06 10	Small	230mm	320mm	68mm	82mm	X		Stück
86 06 30	Medium	250mm	340mm	73mm	100mm	X		Stück
86 06 50	Large	270mm	370mm	81mm	120mm	X		Stück
86 06 20	Small	230mm	320mm	68mm	82mm		X	Stück
86 06 40	Medium	250mm	340mm	73mm	100mm		X	Stück
86 06 60	Large	270mm	370mm	81mm	120mm		X	Stück



Ersatzpolster set für Dynamic Walk (beidseitig verwendbar)

Artikelnummer	Grösse	Einheit
86 10 10	Small	Set
86 10 20	Medium	Set
86 10 30	Large	Set



Dynamic Walk Single Side lateral

Merkmale:

- Offene Ferse für eine natürliche Bewegung des Sprunggelenks
- keine Gewichtsbeschränkung
- hohe Beweglichkeit
- Thermoverformbarer Karbonverbundwerkstoff Comfil^{MD} mit PEEK Stäben
- Farbe: schwarz/hellbraun

Funktion:

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Kontrolle der Inversion / Eversion
- Ausgezeichnete Stabilität im mediolateralen Bereich

Gewicht der Orthese:

Small	103g
Medium	120g
Large	140g

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 36—38
Medium	Schuhgrößen 39—41
Large	Schuhgrößen 42—46

Artikelnummer	Größe	Länge der Fussplatte	Höhe der Orthese	Wadendurchmesser	Links	Rechts	Einheit
86 01 10	Small	230mm	340mm	82mm	X		Stück
86 01 30	Medium	250mm	370mm	100mm	X		Stück
86 01 50	Large	270mm	385mm	120mm	X		Stück
86 01 20	Small	230mm	340mm	82mm		X	Stück
86 01 40	Medium	250mm	370mm	100mm		X	Stück
86 01 60	Large	270mm	385mm	120mm		X	Stück



Dynamic Walk Single Side medial

Merkmale:

- Offene Ferse für eine natürliche Bewegung des Sprunggelenks
- keine Gewichtsbegrenzung
- hohe Beweglichkeit
- Thermoverformbarer Karbonverbundwerkstoff Comfil^{MD} mit PEEK Stäben
- Farbe: schwarz/hellbraun

Funktion:

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Kontrolle der Inversion / Eversion
- Ausgezeichnete Stabilität im mediolateralen Bereich

Gewicht der Orthese:

Small	103g
Medium	120g
Large	140g

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 36—38
Medium	Schuhgrößen 39—41
Large	Schuhgrößen 42—46

Artikelnummer	Grösse	Länge der Fussplatte	Höhe der Orthese	Wadendurchmesser	Links	Rechts	Einheit
86 05 10	Small	230mm	340mm	82mm	X		Stück
86 05 30	Medium	250mm	370mm	100mm	X		Stück
86 05 50	Large	270mm	385mm	120mm	X		Stück
86 05 20	Small	230mm	340mm	82mm		X	Stück
86 05 40	Medium	250mm	370mm	100mm		X	Stück
86 05 60	Large	270mm	385mm	120mm		X	Stück



Steigbügel AFO kurz

Merkmale:

- Aus Polypropylen
- Einfaches An- und Ausziehen
- Geringes Gewicht von ca. 70g
- In normalen Schuhen tragbar

Grössenbestimmung:

Small	Umfangsmass* 20,5—21,5cm
Medium	Umfangsmass* 21,5—23,5cm
Medium/Large	Umfangsmass* 23,5—25,0cm
Large	Umfangsmass* 25,0—27,0cm
X-Large	Umfangsmass* 27,0—29,0cm

Artikelnummer	Grössenvariante	Links	Rechts	Einheit
87 00 15	Small	X		Stück
	Medium	X		Stück
	Medium/Large	X		Stück
	Large	X		Stück
	X-Large	X		Stück
87 00 10	Small		X	Stück
	Medium		X	Stück
	Medium/Large		X	Stück
	Large		X	Stück
	X-Large		X	Stück

*Umfangsmass des Längsgewölbes
nicht über die Ferse gemessen



Ersatzpolster für Steigbügel AFO kurz (beidseitig verwendbar)

Artikelnummer	Grössenvariante	Einheit
87 00 20	Small	Set
	Medium	Set
	Medium/Large	Set
	Large	Set
	X-Large	Set



Steigbügel AFO lang

Merkmale:

- Grosse Aussparung im Fersenbereich
- Einfaches An- und Ausziehen
- Geringer Druck auf die Tibiakante
- In normalen Schuhen tragbar

Grössenbestimmung:

Small	Umfangsmass* 20,5—21,5cm
Medium	Umfangsmass* 21,5—23,5cm
Medium/Large	Umfangsmass* 23,5—25,0cm
Large	Umfangsmass* 25,0—27,0cm
X-Large	Umfangsmass* 27,0—29,0cm

Artikelnummer	Grössenvariante	Links	Rechts	Einheit
87 00 35	Small	X		Stück
	Medium	X		Stück
	Medium/Large	X		Stück
	Large	X		Stück
	X-Large	X		Stück
87 00 30	Small		X	Stück
	Medium		X	Stück
	Medium/Large		X	Stück
	Large		X	Stück
	X-Large		X	Stück

*Umfangsmass des Längsgewölbes
nicht über die Ferse gemessen



Ersatzpolster für Steigbügel AFO lang (beidseitig verwendbar)

Artikelnummer	Grössenvariante	Einheit
87 00 40	Small	Set
	Medium	Set
	Medium/Large	Set
	Large	Set
	X-Large	Set



Dorsalex Orthese, für Interimsversorgungen

Merkmale:

- Spritzguss aus Polypropylen
- Klettverschluss an der Wade

- Weiche Stützplatte an der Wade
- Thermisch verformbar

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 35—39
Medium	Schuhgrößen 40—43
Large	Schuhgrößen 41—44
X-Large	Schuhgrößen > 44



Artikelnummer	Grösse	Höhe der Orthese	Links	Rechts	Einheit
47 10 01	Small	28cm	X		Stück
47 00 01	Medium	29cm	X		Stück
47 05 01	Large	34cm	X		Stück
47 07 01	X-Large	39cm	X		Stück
47 10 02	Small	28cm		X	Stück
47 00 02	Medium	29cm		X	Stück
47 05 02	Large	34cm		X	Stück
47 07 02	X-Large	39cm		x	Stück



Dorsalex Orthese, mit Kohlestofffasern verstärkt

Merkmale:

- Spritzguss aus Polypropylen mit Kohlestofffasern - Thermisch verformbar
- Weiche Stützplatte an der Wade - Klettverschluss an der Wade

Größenbestimmung:

Small	Schuhgrößen 35—39
Medium	Schuhgrößen 40—43
Large	Schuhgrößen 41—44
X-Large	Schuhgrößen > 44

Artikelnummer	Grösse	Höhe der Orthese	Links	Rechts	Einheit
47 50 01	Small	28cm	X		Stück
47 60 01	Medium	29cm	X		Stück
47 65 01	Large	34cm	X		Stück
47 67 01	X-Large	39cm	X		Stück
47 50 02	Small	28cm		X	Stück
47 60 02	Medium	29cm		X	Stück
47 65 02	Large	34cm		X	Stück
47 67 02	X-Large	39cm		x	Stück



Peronäus-Orthesen-Rohling aus Ortholen

Merkmale:

- Aus robustem Ortholen
- Thermoplastisch verformbar
- Extrem belastbar
- Hautverträglich und pflegeleicht
- Auch bei Lisfranc-Amputationen verwendbar

Artikelnummer	Schuhgrösse	Höhe der Orthese	Links	Rechts	Einheit
30 68 15	33-36	410mm	X		Stück
30 68 17	37-41	410mm	X		Stück
30 68 19	42-46	450mm	X		Stück
30 69 15	33-36	410mm		X	Stück
30 69 17	37-41	410mm		X	Stück
30 69 19	42-46	450mm		X	Stück



DICTUS—Der einzigartige Fussheber

Das Dictus Band hebt den Fuss unverzüglich nach dem Zehenabstoss. Dies minimiert das Risiko über alltägliche Hindernisse, wie Türschwellen, Bodenunebenheiten etc. zu stolpern. Das Dictus Band beansprucht im Schuh nur wenig Platz und fällt kaum auf.



- Bei Fussheberschwäche
- Reduziert das Stolperrisiko
- Kindergrösse vorhanden

- Diskret und komfortabel
- In Schuhen oder barfuss tragbar
- Sicheres Gehen



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit
88 00 01	Dictus Fusshebersystem schwarz	Kind 12—17cm	Set
88 00 02	Dictus Fusshebersystem schwarz	Medium 15—20cm	Set
88 00 03	Dictus Fusshebersystem schwarz	Large 20—27cm	Set
88 00 04	Dictus Fusshebersystem schwarz	X-Large > 26cm	Set
88 00 11	Dictus Vorfussmanchette (barfuss)	Rechts	
88 00 12	Dictus Vorfussmanchette (barfuss)	Links	
88 00 13	Dictus Vorfussmanchette (barfuss)	Kind	
88 00 21	Latexgummiband schwarz		Stück
88 00 22	Federhaken Stahl		Paar
88 00 23	Monohook schwarz		Stück
88 00 24	Plastikhaken schwarz zu Monohook		Stück



UFO (Universal Plantar Fasciitis Orthese)

Merkmale:

- Nachtlagerungsschiene
- Patientengerechtes Design
- Austauschbares und waschbares Hygieneschaumstofffutter
- 5 Universalgrößen für Links und Rechts

Indikationen:

- Für die konservative Behandlung von Plantar Fasciitis
- Zur Behandlung von Achillessehnenentzündungen

Funktion:

- In der UFO ruht der behandlungsbedürftige Fuss in einer kontrolliert ausreichenden Dorsiflexion. Dadurch wird das weiche Gewebe in den Bereichen der plantaren Faszie und der Achillessehne sanft aber ausdauernd gedehnt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Schuhgrösse	Einheit
30 80 10	UFO Schiene X-Small		Stück
30 80 20	UFO Schiene Small	bis 37	Stück
30 80 30	UFO Schiene Medium	38—40	Stück
30 80 40	UFO Schiene Large	41—44	Stück
30 80 50	UFO Schiene X-Large	45—48	Stück

Ersatzpolster zu UFO Schiene

Artikelnummer	Bezeichnung	Grösse	Einheit
30 80 15	Ersatzpolster zu UFO Schiene	X-Small	Stück
30 80 25	Ersatzpolster zu UFO Schiene	Small	Stück
30 80 35	Ersatzpolster zu UFO Schiene	Medium	Stück
30 80 45	Ersatzpolster zu UFO Schiene	Large	Stück
30 80 55	Ersatzpolster zu UFO Schiene	X-Large	Stück



Strassbourg Sock

Merkmale:

- Korrekturstrumpf
- Flexibler und daher viel bequemer als eine unbewegliche Schiene
- Sehr einfache Anwendung
- Von Hand waschbar

Indikationen:

- Plantar Fasciitis
- Fersensporn

Funktion:

- Der Strassbourg Sock erwirkt eine Streckung der Zehen und eine leichte Dehnung der Achillessehne und der Aponeurosis plantaris. Das Fussgelenk wird nicht blockiert und bleibt gegen elastische Widerstände beweglich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Wadenumfang	Einheit
43 35 00	Strassbourg Sock Kinder	Bis 20cm	Stück
43 35 10	Strassbourg Sock Medium	20—40cm	Stück
43 35 20	Strassbourg Sock Large	Über 40cm	Stück